

抗Ing1ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q9Uk53

商品番号: CM0027577



前書き

ヒトING1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ING1はp53と協調して
細胞増殖を制御する腫瘍抑制因子です。予測分子量：
47kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ING1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3621
GeneID	3621
免疫原	合成ペプチド：ヒトING1（NP_937862.1）のアミノ酸80-180領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UK53
タンパク質重量	47kDa
配送	アイスバッグ