


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ing4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Unl4

商品番号: CM0030974



前書き

ヒトING4 (p29ING4) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウス検体と反応。腫瘍抑制、クロマチン、アポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ING4 ウサギ pAb
備考/別名	my036; p29ING4; ING4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51147
GeneID	51147
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UNL4
タンパク質分子量	29kDa
配送	保冷バッグ