


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Inhbbウサギポリクローナル抗体 - P09529

商品番号: CM0030145



前書き

ヒトINHBB（インヒビン
ベータB鎖）を標的とするウサギポリクローナル抗体
。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。生殖
生物学、幹細胞、炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INHBB ウサギ pAb
備考/別名	INHBB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3625
GeneID	3625
免疫原	ヒトINHBB (NP_002184.2) のアミノ酸293-407に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09529
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ