

抗インヒビンA（Inha）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P05111

商品番号: CM0024372

前書き

ヒトのインヒビンα（INHA）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。生殖内分泌学およびHPG軸研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インヒビンα（INHA）ウサギpAb
備考/別名	INHA; インヒビンα（INHA）
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3623
GeneID	3623
免疫原	ヒトインヒビンα（INHA）（NP_002182.1）のアミノ酸200～300番付近の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05111
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤同梱