


Wb、If/Icc、Elisa用 抗インヒビンBa (Inhba) モノクローナル抗体 - P08476

商品番号: CM0012417



前書き

ヒトインヒビンβA (INHBA)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAアプリケーション用。マウスおよびラット
と交差反応性あり。生殖内分泌学、幹細胞分化、発生
生物学の研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インヒビンβA (INHBA) ウサギmAb
備考/別名	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
種	ヒト
遺伝子ID	3624 (ヒト)
免疫原	ヒトINHBA (P08476) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08476
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ