


Anti-Inhibin Beta A (Inhba) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P08476

商品番号: CM0030513



前書き

ヒトInhibin beta A

(INHBA)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。TGF-betaシグナル伝達、生殖生物学、および発生学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Inhibin beta A (INHBA) Rabbit pAb
備考/別名	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
種	ヒト
GeneID	3624
免疫原	ヒトInhibin beta A (INHBA) (NP_002183.1) のアミノ酸21-426に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08476
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋