


Anti-Inhibin Beta A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08476

商品番号: CM0029888



前書き

ヒト Inhibin beta A (INHBA)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性あり。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、生殖生物学、幹細胞維持、および線維症の研究をサポートします。CamelBio提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Inhibin beta A ウサギ pAb
備考/別名	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3624
GeneID	3624
免疫原	合成ペプチド ヒト Inhibin beta A (NP_002183.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P08476
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ