

Wb、If/Icc、Elisa用抗Inosモノクローナル抗体 - P35228

商品番号: CM0010644



前書き

ヒトiNOS (NOS2)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。マウスiNOSと交差反応します。炎症、免疫応答、一酸化窒素シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	iNOS Rabbit mAb
備考/別名	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4843
GeneID	4843
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35228
タンパク質分子量	131kDa
配送	氷袋