

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Inosウサギモノクローナル抗体 - P29477

商品番号: CM0012551



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みの高品質な抗iNOSウサギモノクローナル抗体。マウス、ヒト、ラットiNOS (Swiss-Prot P29477)

と反応します。一酸化窒素シグナリングと炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	iNOS ウサギ mAb
備考/別名	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4843
遺伝子ID	18126
免疫原	組換えタンパク質 (マウスiNOS (NP_035057.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29477
タンパク質分子量	131 kDa
輸送	保冷バッグ