

Wb用抗Inosウサギモノクローナル抗体 - P35228

商品番号: CM0012183



前書き

ヒトiNOS (P35228)

に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。組換えタンパク質免疫原（アミノ酸2-200）を用いて生産されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	iNOS ウサギmAb
備考/別名	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4843
GeneID	4843
免疫原	ヒトiNOS (P35228) のアミノ酸2-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P35228
タンパク質分子量	131 kDa
配送	氷袋