

Wb・Elisa用 抗Inos ウサギポリクローナル抗体 - P35228

商品番号: CM0016394



前書き

ヒトiNOS（誘導型一酸化窒素シンターゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに対応し、ヒトおよびマウスと交差反応します。炎症、マクロファージ生物学、NOシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	iNOS Rabbit pAb
備考／別名	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	4843
GeneID	4843
免疫原	ヒトiNOS (NP_000616.3) のアミノ酸974～1143番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P35228
タンパク質分子量	131kDa
発送方法	氷袋