

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Inpp1ウサギポリクローナル抗体 - P49441

商品番号: CM0013128

前書き

ヒトINPP1（イノシトールポリリン酸1-ホスファターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト反応性について検証済み。免疫原は残基1-180をカバーします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INPP1 ウサギ pAb
備考/別名	INPP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3628
GeneID	3628
免疫原	ヒトINPP1（NP_002185.1）のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49441
タンパク質分子量	44kDa
配送	保冷バッグ