

抗Inpp4Aポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q96Pe3

商品番号: CM0029878

前書き

ヒトINPP4A (Q96PE3)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。ホスホイノシチドシグナル伝達および神経保護の研究のため、N末端領域を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INPP4A ウサギpAb
備考/別名	INPP4; TVAS1; INPP4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3631
GeneID	3631
免疫原	ヒトINPP4Aの1-250アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004018.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96PE3
タンパク質重量	110kDa
配送	アイスバッグ