

Anti-Inpp4B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O15327

商品番号: CM0022071

前書き

ヒトINPP4Bに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂質ホスファターゼ機能およびPI3K-AKTシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INPP4B Rabbit pAb
備考/別名	INPP4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8821
免疫原	ヒトINPP4B (NP_003857.2) のアミノ酸380-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15327
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスパック