

ウェスタンブロットおよびElisa用 Anti-Inpp5A ポリクローナル抗体 - Q14642

商品番号: CM0025293

前書き

イノシトールリン酸シグナル伝達研究用のヒトINPP5A (5PTase)
を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を有し、WBおよびELISAで検証済み。心臓、脳、筋肉組織の解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INPP5A ウサギ pAb
備考/別名	5PTASE; INPP5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3632
遺伝子ID	3632
免疫原	組換えタンパク質 ヒトINPP5A (NP_005530.3) のアミノ酸10-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14642
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ