

Wb、If/Icc、Elisa用抗Inpp5Jポリクローナル抗体 - Q15735

商品番号: CM0027831

前書き

INPP5J (PIPP、INPP5) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。標的分子量は107kDa、SWISS番号はQ15735です。ホスホイノシチドシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INPP5J ウサギ pAb
別名	PIPP, INPP5, PIB5PA, INPP5J
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27124
GeneID	27124
免疫原	ヒトINPP5J (NP_001002837.1)のアミノ酸60～360番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15735
タンパク質分子量	107kDa
発送方法	氷袋梱包