

Anti-Inpp5K ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Bt40

商品番号: CM0029693

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISA
用に検証済みのAnti-
INPP5Kウサギポリクローナル抗体。イノシトールリ
ン酸シグナリング、アクチン細胞骨格の調節、インス
リン媒介性グルコース取り込みの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	INPP5K ウサギ pAb
備考/別名	PPS; SKIP; MDCCAlD; INPP5K
種	ヒト
GeneID	51763
免疫原	ヒトINPP5K（NP_057616.2）のアミノ酸149-448に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BT40
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ