

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Insig2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5U4

商品番号: CM0021114



### 前書き

ヒトINSIG2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。INSIG2はオキシステロール結合タンパク質の主要因子であり、SREBPの保持とHMGCRの分解を介してコレステロール合成を制御します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | INSIG2 Rabbit pAb                                           |
| 備考・別名       | INSIG-2; INSIG2                                             |
| 種           | ヒト                                                          |
| GeneID (ヒト) | 51141                                                       |
| GeneID      | 51141                                                       |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒトINSIG2 (NP_057217.2) のアミノ酸50～150領域の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                         |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                   |
| 適用用途        | WB、IHC-P、ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS       | Q9Y5U4                                                      |
| タンパク質分子量    | 25kDa                                                       |
| 発送方法        | 保冷剤                                                         |