


WbおよびElisa用抗Insr/Igf1Rモノクローナル抗体 - P06213 / P08069

商品番号: CM0007720



前書き

WBおよびELISA用抗INSR/IGF1RウサギmAb。ヒト、マウス、ラットのインスリン/IGF-1受容体（156 kDa）を標的とします。シグナル伝達、代謝、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INSR/IGF1RウサギmAb
備考/別名	HHF5; CD220; IGF1R; CD221; IGFIR; JTK13; INSR/IGF1R
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3643/3480
免疫原	ヒトINSR/IGF1Rのアミノ酸1100～1200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_000199.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06213/P08069
タンパク質分子量	156kDa
配送条件	保冷剤