

抗インスリンラビットモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P01308

商品番号: CM0002847



前書き

ヒトインスリンに対するラビットモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。糖尿病および代謝性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インスリン ラビット mAb
備考/別名	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; インスリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3630
遺伝子ID	3630
免疫原	ヒトインスリン（P01308）のアミノ酸25-110領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01308
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスリンク