

Wb、Elisa用抗インスリン受容体ポリクローナル抗体 - P06213

商品番号: CM0020707



前書き

ヒトインスリン受容体（P06213）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達および代謝性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インスリン受容体ウサギpAb
備考／別名	HHF5; CD220; インスリン受容体
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3643
GeneID	3643
免疫原	ヒトインスリン受容体（NP_000199.2）のアミノ酸475～570に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06213
タンパク質分子量	156kDa
輸送	保冷バッグ