

Wb、Elisa向け抗インスリン受容体ウサギモノクローナル抗体 - P06213

商品番号: CM0002473



前書き

ヒトインスリン受容体(P06213)に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達および代謝疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インスリン受容体 ウサギmAb
略号・別名	HHF5; CD220; Insulin Receptor
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3643
免疫原	ヒトインスリン受容体(P06213)のアミノ酸900~1000番の配列に相当する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06213
タンパク質分子量	156kDa
発送方法	保冷剤