

Wb、Ip、Elisa用 抗インスリン受容体 ウサギポリクローナル抗体 - P06213

商品番号: CM0020304



前書き

ヒトインスリン受容体（INSR）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）、免疫沈降（IP）、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インスリン受容体 ウサギpAb
備考／別名	HHF5; CD220; Insulin Receptor
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	3643
GeneID	3643
免疫原	ヒトINSR（NP_000199.2）のアミノ酸1281～1382番に対応する配列を含む組換えタンパク質または組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06213
タンパク質分子量	156kDa
輸送方法	氷袋