


Wb・Elisa用 抗インテグリンA1 (Itga1/Cd49A) ウサギモノクローナル抗体 - P56199

商品番号: CM0006361



前書き

ヒトインテグリンα1 (ITGA1/CD49a) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が認証されています。細胞接着に関与するラミニン・コラーゲン受容体で、研究および診断用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα1 (ITGA1/CD49a) ウサギmAb
備考／別名	VLA1; CD49a; Integrin alpha 1 (ITGA1/CD49a)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3672
遺伝子ID	3672
免疫原	ヒトインテグリンα1 (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1) のアミノ酸29～1141番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P56199
タンパク質分子量	131 kDa
発送	氷袋