

WbおよびIf用抗インテグリンA1/Cd49Aモノクローナル抗体 - Q3V3R4

商品番号: CM0010615

前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでバリデーション済みの、マウスインテグリンα1（CD49a/VLA-1）に対するウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットを認識します。細胞接着およびインテグリンシグナル伝達の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα1/CD49aウサギmAb
備考/別名	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	3672
GeneID	109700
免疫原	マウスインテグリンα1/CD49a（NP_001028400.2）のアミノ酸29～1141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q3V3R4
タンパク質分子量	131 kDa
輸送	保冷剤