


Wb、Elisa用抗インテグリンA1/Cd49AウサギPolymab® - P56199 / Q3V3R4

商品番号: CM0008941



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗インテグリンα1/CD49aウサギPolymAb®モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。細胞接着および増殖制御におけるラミニン／コラーゲン受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα1/CD49aウサギPolymAb®
備考／別名	VLA1 ; CD49a
種	ヒト／マウス
遺伝子ID (ヒト)	3672
遺伝子ID (マウス)	109700
免疫原	ヒト／マウスインテグリンα1/CD49aのアミノ酸29～1141 (NP_852478.1) に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56199/Q3V3R4
タンパク質分子量	131kDa
輸送	保冷バッグ