

Ihc-P、Fc、Elisa用 抗インテグリン Alpha 3/Cd49C モノクローナル抗体 - P26006

商品番号: CM0011416

前書き

ヒトインテグリン alpha 3/CD49cに対するウサギモノクローナル抗体。IHC-P、FC、ELISAに適しています。細胞接着、浸潤、微生物感染に関与する117kDaのタンパク質を認識します。研究用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin alpha 3/CD49c Rabbit mAb
備考/別名	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3675
GeneID	3675
免疫原	ヒトインテグリン alpha 3/CD49c (NP_002195.1) のアミノ酸466-620に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P26006
タンパク質分子量	117kDa
配送	アイスパック