


抗インテグリンA4 (Itga4/Cd49D) モノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P13612

商品番号: CM0012740



前書き

ヒトITGA4 (CD49d) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応性を示します。インテグリンを介した接着および白血球遊走経路の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα4 (ITGA4/CD49d) ウサギmAb
備考・別名	IA4; CD49D; Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3676
免疫原	ヒトインテグリンα4 (ITGA4/CD49d) (P13612) のアミノ酸933～1032番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13612
タンパク質分子量	115kDa
配送方法	保冷剤