


抗インテグリンA4 (Itga4/Cd49D) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa対応) - P13612

商品番号: CM0017999



前書き

ヒトのインテグリンα4 (ITGA4/CD49d) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット (WB) とELISAでの検証が完了しています。細胞接着や免疫細胞遊走の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα4 (ITGA4/CD49d) ウサギpAb
別名	IA4; CD49D; Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3676
遺伝子ID	3676
免疫原	ヒトインテグリンα4 (ITGA4/CD49d) (NP_000876.3) のアミノ酸770〜970番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13612
タンパク質分子量	115kDa
発送方法	保冷剤