

## フローサイトメトリー (Fc) 用

## 抗インテグリンA5 (Itga5/Cd49E) モノクローナル抗体 ( ) - P08648

商品番号: CM0010106



### 前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体で、インテグリンα5 (ITGA5/CD49e) を標的とします。ヒトおよびマウスの試料に反応し、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。フローサイトメトリーを用いた細胞接着および受容体シグナル伝達の研究に最適です。

。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト/マウス インテグリンα5 (ITGA5/CD49e) mAb                                   |
| 別名          | FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A                                               |
| 対象種         | ヒト                                                                      |
| GeneID (ヒト) | 3678                                                                    |
| GeneID      | 3678                                                                    |
| 免疫原         | ヒトインテグリンα5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4) のアミノ酸42～995番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                               |
| 適用          | FC (フローサイトメトリー)                                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                                  |
| SWISS       | P08648                                                                  |
| タンパク質分子量    | 115kDa                                                                  |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                                     |