

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗インテグリンA5 (Itga5/Cd49E) ポリクローナル抗体 - P08648

商品番号: CM0021116



前書き

ヒトインテグリンα5 (ITGA5/CD49e)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。マウスとの交差反応性あり。細胞接着およびシグナル伝達におけるフィブロネクチン受容体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα5 (ITGA5/CD49e) ウサギ pAb
備考/別名	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; インテグリンα5 (ITGA5/CD49e)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3678
遺伝子ID	3678
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
発送方法	氷袋