

アンチインテグリンA5 (Itga5/Cd49E) ウサギ Mab (Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa用) - P08648

商品番号: CM0002023



前書き

WB, IHC-

P、フローサイトメトリー（細胞内）、ELISAで検証されたウサギモノクローナルITGA5抗体。ヒト、マウス、ラットのインテグリンα5フィブロネクチン受容体サブユニットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e) Rabbit mAb
備考/別名	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3678
GeneID	3678
免疫原	合成ペプチド ヒトインテグリンα5 (ITGA5/CD49e) (P08648) のアミノ酸950-1049領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
配送	アイスバッグ