

抗インテグリンA5 (Itga5/Cd49E) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If-P、Elisa用) - P08648

商品番号: CM0028915



前書き

ヒトのインテグリンα5 (ITGA5/CD49e) に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞接着、インテグリンシグナル伝達、フィブロネクチン受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα5 (ITGA5/CD49e) ウサギpAb
別名	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; インテグリンα5 (ITGA5/CD49e)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3678
GeneID	3678
免疫原	ヒトインテグリンα5 (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4) のアミノ酸750～1000番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
発送方法	氷袋