

Anti-Integrin Alpha 6 (Itga6/Cd49F)

ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P23229

商品番号: CM0028388



前書き

ヒトインテグリンα6 (ITGA6/CD49f) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。ラミニン受容体、細胞接着、ヘミデスモソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンα6 (ITGA6/CD49f) ウサギ pAb
備考/別名	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B; Integrin alpha 6 (ITGA6/CD49f)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3655
GeneID	3655
免疫原	ヒトインテグリンα6 (ITGA6/CD49f) (NP_001073286.1) のアミノ酸481-591に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23229
タンパク質分子量	127kDa
発送	保冷バッグ