

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗インテグリンA6/Itga6 ウサギモノクローナル抗体 - P23229

商品番号: CM0005011



前書き

ヒトIntegrin alpha-6/ITGA6 (CD49f, VLA-6)に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ラミニン受容体、細胞接着、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗インテグリンα6/ITGA6 ウサギmAb
備考/別名	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3655
遺伝子ID	3655
免疫原	ヒトIntegrin alpha-6/ITGA6 (NP_000201.2)のアミノ酸505-663番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23229
タンパク質分子量	127kDa
輸送方法	保冷剤