

フローサイトメトリー（細胞内）用抗インテグリン α -V（Cd51）モノクローナル抗体 - P06756

商品番号: CM0008388



前書き

細胞内フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ヒトCD51（インテグリン α -V）モノクローナル抗体。ヒトサンプルでバリデーション済みで、RGDリガンド結合を介して細胞接着、遊走、ウイルス侵入に関与する116kDaの受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD51 mAb
備考／別名	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
種	ヒト
GeneID	3685
免疫原	合成ペプチド ヒトCD51（NP_002201.2）のアミノ酸949～1048内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P06756
タンパク質分子量	116kDa
輸送	保冷バッグ