

Anti-Integrin Alpha V (Itgav/Cd51) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - P06756

商品番号: CM0022335



前書き

ヒトインテグリンαV (ITGAV/CD51) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。細胞接着、インテグリンシグナル伝達、ウイルス侵入機構の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin alpha V (ITGAV/CD51) ウサギ pAb
備考/別名	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrin alpha V (ITGAV/CD51)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3685
GeneID	3685
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06756
タンパク質分子量	116kDa
配送	保冷バッグ