

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Integrin Beta 1 ポリクローナル抗体 - P09055

商品番号: CM0027168



前書き

マウス Integrin beta 1 (CD29)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトとの交差反応性あり。細胞接着およびインテグリンシグナル研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Integrin beta 1 ウサギ pAb
備考/別名	CD29, Fnrb, gpIIa, Gm9863, 4633401G24Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3688
遺伝子ID	16412
免疫原	マウス Integrin beta 1 (NP_034708.1) のアミノ酸 21-728 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09055
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ