

Anti-Integrin Beta 3 (Itgb3/Cd61)

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Fc、Elisa対応） - P05106

商品番号: CM0003706



前書き

ヒト Integrin beta 3

(ITGB3/CD61)に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IP、FC（細胞内）、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのITGB3を認識し、血小板接着およびインテグリンシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Rabbit mAb
備考/別名	GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIIa, BDPLT16, BDPLT24, Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3690
GeneID	3690
免疫原	ヒト Integrin beta 3 (P05106) のアミノ酸689-788に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, FC (intra), ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05106
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ