

Antiintegrin Beta 3 (Itgb3/Cd61) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P05106

商品番号: CM0018343



前書き

WBおよびELISA用Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスITGB3を認識し、血小板凝集およびインテグリン介在性接着を媒介します。組換えタンパク質免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Rabbit pAb
備考/別名	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrin beta 3 (ITGB3/CD61)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3690
GeneID	3690
免疫原	ヒトITGB3 (NP_000203.2) のアミノ酸609-788に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P05106
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ