

Wb、Ihc-

P、Elisa用抗インテグリンB3 (Itgb3/Cd61) ウサギポリクローナル抗体 - P05106

商品番号: CM0021477



前書き

インテグリンβ3 (ITGB3/CD61) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでの反応性を有し、WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。血小板凝集および細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンβ3 (ITGB3/CD61) ウサギpAb
備考/別名	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; インテグリンβ3 (ITGB3/CD61)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3690
GeneID	3690
免疫原	組換えタンパク質；ヒトインテグリンβ3 (ITGB3/CD61) (NP_000203.2) のアミノ酸80〜430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05106
タンパク質分子量	87kDa
配送	保冷バッグ