

If-P、Ihc-P、Elisa用抗インテグリンB4（Itgb4/Cd104）モノクローナル抗体 - P16144

商品番号: CM0007436



前書き

ヒトインテグリンβ4（ITGB4/CD104）に対するウサギモノクローナル抗体。IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。このラミニン受容体は、上皮細胞の接着およびヘミデスモソームの完全性において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンβ4（ITGB4/CD104）ウサギmAb
備考／別名	CD104；GP150；JEB5A；JEB5B；インテグリンβ4
種	ヒト
Gene ID（ヒト）	3691
Gene ID	3691
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16144
タンパク質分子量	202kDa
輸送	アイスバッグ