

抗インテグリンB4 (Itgb4/Cd104) モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P16144

商品番号: CM0011051



前書き

ヒトインテグリンβ4 (ITGB4/CD104) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB およびELISAに適しており、マウスと交差反応します。ヘミデスモソームの完全性とケラチノサイトの極性に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) Rabbit mAb
備考/別名	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrin beta 4 (ITGB4/CD104)
種	ヒト
遺伝子ID	3691
免疫原	ヒトITGB4 (P16144) のアミノ酸1604-1822に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16144
タンパク質分子量	202kDa
配送	アイスバッグ