

Anti-Integrin Beta 4 (Itgb4/Cd104)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P16144

商品番号: CM0015433



前書き

ヒト Integrin beta 4

(ITGB4/CD104)に対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ヘミデスモソームおよび細胞接着の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) ウサギpAb
備考/別名	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrin beta 4 (ITGB4/CD104)
種	ヒト
遺伝子ID	3691
免疫原	ヒト Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) (NP_000204.3) のアミノ酸611-710に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16144
タンパク質分子量	202kDa
配送	アイスパック