

Wb、Elisa用 抗インテグリン Beta 8 モノクローナル抗体 - P26012

商品番号: CM0005331

前書き

ヒトインテグリン beta 8 (ITGB8)
を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。インテグリン介在性細胞接着、シグナル伝達、およびTGF-
ベータ活性化経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin beta 8 Rabbit mAb
備考/エイリアス	ITGB8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3696
GeneID	3696
免疫原	ヒトインテグリン beta 8 (NP_002205.1) のアミノ酸43-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26012
タンパク質分子量	71 kDa/86 kDa
配送	アイスバッグ