

Anti-Integrin-β1/Cd29 モノクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - P05556

商品番号: CM0002122



前書き

ヒト Integrin-β1/Cd29 (P05556)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。IF/I
CCおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと
の交差反応性があります。細胞接着およびインテグリン
シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin-β1/Cd29 Rabbit mAb
備考/別名	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrin-β1/Cd29
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3688
遺伝子ID	3688
免疫原	ヒト Integrin-β1/Cd29 (NP_002202.2) のアミノ酸1-728に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P05556
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ