

Wb、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa用抗インテグリンβ1/Cd29モノクローナル抗体 - P05556

商品番号: CM0006621



前書き

ヒトインテグリンβ1（CD29）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、FC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンβ1/Cd29 ウサギmAb
備考／別名	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; インテグリンβ1/Cd29
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3688
GeneID	3688
免疫原	組換えタンパク質 ヒトインテグリンβ1/Cd29（NP_596867.1）のアミノ酸1〜728に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05556
タンパク質分子量	88 kDa
輸送	保冷バッグ