

Wb、If/Icc、Elisa用 抗インテグリンB1/Cd29 ウサギポリクローナル抗体 - P05556

商品番号: CM0020043



前書き

ヒトインテグリン β 1/CD29 (P05556) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。細胞接着およびインテグリンシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリン β 1/CD29 ウサギpAb
備考／別名	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; インテグリン β 1/CD29
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3688
遺伝子ID	3688
免疫原	ヒトインテグリン β 1/CD29 (NP_002202.2) のアミノ酸1〜728に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05556
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ