

Anti-Integrin-β1/Cd29 Rabbit Polymab® - P05556

商品番号: CM0003214



前書き

ヒト Integrin-β1/CD29

(P05556)を標的とするウサギモノクローナル抗体。W B、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞接着およびウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin-β1/CD29 Rabbit PolymAb®
備考/別名	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3688
遺伝子ID	3688
免疫原	組換えタンパク質、ヒト Integrin-β1/CD29 (NP_002202.2) のアミノ酸1-728に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05556
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ