


Anti-Integrin B5/Itgb5 モノクローナル抗体（Fc用） - P18084

商品番号: CM0005555



前書き

Anti-ITGB5

ウサギモノクローナル抗体は、ヒトインテグリンbeta-5を特異的に認識します。フローサイトメトリー（FC）で検証済みであり、細胞表面検出のために細胞外ドメインを標的とします。接着およびウイルス侵入研究での研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin β5/ITGB5 Rabbit mAb
備考/別名	ITGB5; integrin beta-5; Integrin β5/ITGB5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3693
免疫原	ヒト Integrin β5/ITGB5 (NP_002204.2) のアミノ酸 24-490 内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P18084
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ